




# Decontaminante micoplasmi - Mycoplasma Off

cf 1 litro spray di decontaminante per laboratori di colture cellulari a uso diretto. Elimina micoplasmi ma anche funghi virus e batteri



## Codes produits :

Référence SP-1 151000

## Galerie de produits :



## Description du produit :

Mycoplasma-Off è utilizzato per la pulizia e la disinfezione di tutte le superfici e gli apparecchi di laboratorio compresi banconi incubatori cryobox e contenitori di azoto liquido contaminati da micoplasma. Rapido Mycoplasma-Off colpisce immediatamente il micoplasma. In pochi secondi il micoplasma è completamente sradicato. Non corrosivo e non cancerogeno Mycoplasma-Off è una soluzione a base alcolica non corrosiva e non cancerogena. Ampio spettro di attività antimicrobica Battericida - fungicida e virucida. Mycoplasma-Off è straordinariamente sicuro durante l'uso. Possiede non solo una forte attività micoplasmacida ma è anche risultato efficace contro Staphylococcus aureus -Enterococcus hirae - Escherichia coli - Proteus mirabilis - Pseudomonas aeruginosa - Candida albicans - BVD- Polio - Adeno- Polyoma SV40- e MNV (Noro) - e vaccinia viridae. Pratico e pronto all'uso Mycoplasma-Off è una soluzione pronta all'uso fornita in un flacone spray ricaricabile. L'uso di Mycoplasma-Off è veloce facile e ideale per mantenere un'area di lavoro pulita. Uso raccomandato / Campo di applicazione Applicabile solo nella ricerca e nell'industria. Non raccomandato per applicazioni cliniche. Uso diretto. Testare sempre prima una piccola area per stabilità e colorazione. Mycoplasma-Off non deve essere utilizzato su superfici sensibili all'alcol come acrilico e fibra di vetro.



**caractéristiques du produit :**

LE DCT - TYPE: decontaminante

LE DCT - TYPE: pronto all'uso

DCT - FORME: liquide

DCT - CARACTÉRISTIQUES: decontaminante pronto all'uso per eliminazione micoplasmi virus funghi e batteri

DCT - EFFET: eliminazione

DCT - IL PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR: tutte le superfici

DCT - ACTIVE CONTRE: batteri

DCT - ACTIVE CONTRE: micoplasmi

DCT - ACTIVE CONTRE: funghi

DCT - ACTIVE CONTRE: virus

DCT - ADMISSIBLES DANS: colture cellulari

DCT - CONFORMITÉ: solo per uso di ricerca

DCT - EMBALLAGE: flacone spray