



# copy of Termoblocco MyBlock Mini con raffreddamento da -0°C a 100°C a blocchi intercambiabili da 0.2 a 50ml

Termoblocco MyBlock Mini con raffreddamento da -25°C a 100°C a blocchi intercambiabili da 0.2 a 50ml. Con coperchio trasparente. Senza blocchi da acquistare separatamente

**Product codes:**

Reference: 81 912 0112

**Product gallery:****Product description:**

Con la sua struttura compatta, l'ampia gamma di temperature e le opzioni di più blocchi intercambiabili, myBlock Mini è lo strumento perfetto per le incubazioni di laboratorio. I semplici controlli tramite touchpad e un display digitale consentono la selezione della temperatura "set and walk away" con un'accuratezza eccellente.

Perfetto per l'uso da banco, l'adattatore opzionale da 12 V espande l'utilità di myBlock Mini all'utilizzo. Con i suoi 11cm di larghezza, myBlock Mini è davvero il primo incubatore a blocchi intercambiabili personale.

**Product features:**



---

TBH - TYP: wärmegeräte  
TBH - BLÖCKE Nr.: 1  
TBH - MIT KÜHLUNG: sie  
TBH - MAXIMALE TEMPERATUR: +100°C  
TBH - MINIMALE TEMPERATUR EINGESTELLT: -10°C  
TBH - TIEFSTE ERREICHBARE TEMPERATUR: 30° unter umgebungstemperatur (minimum 10°C)  
TBH - LEISTUNG HEIZUNG: 150W  
TBH - EINSTELLUNG DER AUFLÖSUNG: 0,1°C  
TBH - GENAUIGKEIT: 0.3°C  
TBH - GEWÄHRLEISTET: 0.3°C  
TBH - DISPLAY: LED  
TBH - TIMER: da 1m a 99h59m  
TBH - PROGRAMME: nicht vorgesehen  
TBH - AUTONOMIE: -  
TBH - ÜBEREINSTIMMUNG: CE  
TBH - VERBINDUNG: keine  
TBH - BLÖCKE UNABHÄNGIG: nein  
TBH - OPTIONALES ZUBEHÖR: blocchi varie misure  
TBH - OPTIONALES ZUBEHÖR: blöcke in verschiedenen größen  
TBH - STROMVERSORGUNG: 240V - 50-60Hz  
TBH - GARANTIE: 12 monate auf fabrikationsfehler  
TBH - GRÖßE: 260x195x150 mm  
TBH - GEWICHT: 4.5 kg  
TBH - BESONDERHEIT: Termoblocco a singolo blocco intercambiabile con funzione raffreddamento  
TBH - VERWENDBAR MIT: microtubi 2.0 ml  
TBH - VERWENDBAR MIT: piastre ELISA  
TBH - VERWENDBAR MIT: piastre PCR  
TBH - VERWENDBAR MIT: provette Ø30mm  
TBH - VERWENDBAR MIT: provette 50ml  
TBH - VERWENDBAR MIT: provette 15ml  
TBH - VERWENDBAR MIT: microtubi 5.0ml  
TBH - VERWENDBAR MIT: microtubi 1.5 ml  
TBH - VERWENDBAR MIT: microtubi 0.5 ml  
TBH - VERWENDBAR MIT: microtubi 0.2 ml  
TBH - IDEAL FÜR: incubazione  
TBH - UTILIZABILE CON: provette Ø16mm